



ΑΘ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ORTHOSTATICAL®

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ηλεκτροκίνητα

ανταλλακτικά





ηλεκτροκίνητα



Space 1

Κίνηση στους πίσω τροχούς.

Space 1 & Space 2

Τα ιδανικά ηλεκτροκίνητα αμαξίδια για εξωτερικούς χώρους και ανώμαλο έδαφος με δυνατότητες πολλαπλών ανακλίσεων (πλάτη, πόδια, καθίσματος).

- Το Space 1 διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς.
- Το Space 2 διαθέτει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.
- Διαθέτει δύο ανεξάρτητες πίσω & μπροστά αναρτήσεις (αμορτισέρ) για απορρόφηση των κραδασμών.
- Ενισχυμένες φουσκωτές ρόδες μπρος-πίσω.
- Μέγιστη ταχύτητα 10km/h.
- Αυτονομία 6 ώρες σε συνεχή χρήση.
- Πλήρης φωτισμός μπρος - πίσω.
- Επενδεδυμένα και αποσπώμενα υποπόδια με ρυθμιζόμενη γωνία.
- Τα μπράτσα ρυθμίζονται σε ύψος.



95-102cm



67 cm



100 cm



79 cm



74-75/82-92 cm



36-42cm
44-50cm



55 cm



44-51cm
54-60cm



36-42/45-53cm



90°-100°



120 kg



6 cm



+12° -9°



118-120kg



120cm



45km

Δυνατότητες & Επιλογές

13.22



Ηλεκτρικό κάθισμα ανακλινόμενο με κλίση 50°

13.27



Ηλεκτρονική ρύθμιση ύψους

13.30



Πλάτη & υποπόδια ανακλινόμενα που ρυθμίζονται ταυτόχρονα ηλεκτρονικά

13.31



Πλάτη & υποπόδια ανακλινόμενα που ρυθμίζονται ανεξάρτητα ηλεκτρονικά



95/102cm



67 cm



102 cm



83 cm



74-84/82-92 cm



36-42cm
44-50cm



55 cm



44-51cm
54-60cm



36-44/45-53cm



90°-100°



120 kg



6 cm



+12° -9°



118-120kg



120cm



45km

- Ανατομικό κάθισμα bucket.
- Ανατομική πλάτη bucket για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης και δυνατότητα ρύθμισης γωνίας 10° καθώς και ρύθμιση βάθους και ύψους.
- Δύο ανεξάρτητα μοτέρ, ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
- Χειριστήριο τοποθετημένο στο μπράτσο με δυνατότητα τοποθέτησής του πίσω, για συνοδό.
- Φορτιστής 8Ah.
- Δύο 65Ah μπαταρίες σε ειδικό κουτί μπαταριών για εύκολη μεταφορά.



Space 2

Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

ηλεκτροκίνητα

18.92

Rampega

Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ειδικό για στενούς χώρους με δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης του ύψους του καθίσματος από 40-58cm.

- Η αυξομείωση του ύψους του καθίσματος δίνει τη δυνατότητα εύκολης προσέγγισης σε τραπέζια, γραφεία, νεροχύτες, εύκολη μεταφορά στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα, στο WC.
- Σκελετός από επιχρωματισμένο ατσάλι.
- Περιμετρικό επενδεδυμένο κάθισμα ουρεθάνης - ρητίνης, με αποσπώμενο κάλυμμα λίκρα.
- Ανακλινόμενη πλάτη και ενσωματωμένο στήριγμα για το κεφάλι και χειρολαβές που έχουν προσαρμοστεί για να πετύχουν έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο του κορμού.
- Επενδεδυμένα μπράτσα προσαρμοσμένα στο ύψος τα οποία μπορούν να κατεβαίνουν μέχρι το επίπεδο του καθίσματος.



ηλεκτροκίνητα

- Τα υποπόδια είναι ρυθμιζόμενα, περιστρεφόμενα και αποσπώμενα.
- Διαθέτει ειδική ζώνη για στήριξη της γάμπας.
- Δυνατότητα δεξιού ή αριστερού χειριστηρίου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με joystick.
- Φωτεινή ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και για πιθανά λάθη, ρύθμισης ύψους του αμαξιδίου (UP and DOWN).
- Δύο κινητήρες των 160W με ηλεκτρομαγνητικό φρένο και πίσω χειρόφρενο.
- Δύο κυκλικές μπαταρίες 32Ah ενσωματωμένες στο αμαξίδιο.
- Αυτονομία 38km.
- Αυτόματος φορτιστής μπαταρίας ξεχωριστός από το αμαξίδιο.
- Διαθέσιμα μεγέθη: 40-45cm.

Επιλογές:

- **Rampega & stair**
Ειδικός μηχανισμός που προστίθεται στο πίσω μέρος του αμαξιδίου για να ανεβαίνει ο χρήστης τις σκάλες, με τη βοήθεια του συνοδού.
- **Rampega & drive**
Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο μπορεί να αντικαταστήσει το κάθισμα του οδηγού ενός αυτοκινήτου και με ειδικό μηχανισμό στο κάτω μέρος του αμαξιδίου να προσφέρει ασφάλεια και ευκολία στην οδήγηση.

Rampega & stair



Rampega & drive



84/96cm



56-61 cm



102 cm



73 cm



44/62 cm



46cm



43/57 cm



42cm



40-45cm



75kg



120 kg



38km



ηλεκτροκίνητα



18.82N

Το νέο 18.82N είναι ένα νέο ανανεωμένο και εξελιγμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες στον χρήστη.

Το αμαξίδιο αυτό προσφέρει πολλές τεχνικές λύσεις για να ταυτίζεται με τις δικές σας ανάγκες.

Χαρακτηριστικά:

- Ρύθμιση βάθους καθίσματος από 36-52 cm.
- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος κατά 6 cm από τα βασικά νούμερα.
- Προσαρμογή και επιμήκυνση γωνία πλάτης έως και 20° .
- Πτυσσόμενη πλάτη για εξοικονόμηση χώρου και εύκολη μεταφορά με το αυτοκίνητο.
- Περιστρεφόμενα, ρυθμιζόμενα και αποσπώμενα υποπόδια.
- Αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος μπράτσα.
- Ρύθμιση γωνίας καθίσματος μέσω μιας τηλεσκοπικής μπουκάλας.
- Η χειροκίνητη ανάκλιση του αμαξιδίου περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του.
- Μέγιστη αντοχή βάρους 120 kg.
- Διατίθεται σε τρία βασικά μεγέθη 36-42-46cm.
- Ηλεκτρονική 50 AH.
- Δύο μπαταρίες 40 AH.
- Αυτονομία μέχρι και 40 km σε κανονικές συνθήκες πορείας.
- Φορτιστή μπαταρίας.

Νέες επιλογές:

- 1 Ανάκλιση πλάτης με ηλεκτρικό χειριστήριο.
- 2 Ανάκλιση καθίσματος με ηλεκτρικό χειριστήριο.
- 3 Ανάκλιση υποποδίων χειροκίνητα.
- 4 Ανάκλιση πλάτης χειροκίνητα.

Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος



Η χειροκίνητη ανάκλιση του καθίσματος περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του



86-96cm



100cm



70-75cm



50-85cm



36-42-46cm



75-120 kg



+10° -6°



100cm



59-64cm



76cm



36-52cm



37-45cm



86° -106°



4cm



75kg



40km



1 Ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης



2 Ηλεκτρική ανάκλιση αμαξιδίου



3 Χειροκίνητη ανάκλιση υποποδίων



4 Χειροκίνητη ανάκλιση πλάτης



Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος

17.82 EVOLUTION ELECTRONIC

...Κερδίστε όλα τα οφέλη ενός ελαφριού χειροκίνητου αμαξιδίου και όλες τις δυνατότητες ενός ενισχυμένου ηλεκτρικού....

Το **Evolution Electronic**

είναι το πιο μικρό ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. **Είναι πτυσσόμενο** πολύ ελαφρύ και κλείνει με μια κίνηση όπως ένα απλό χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο.

Σας ακολουθεί παντού και πάντα!!!

Η **εργονομική** δομή του δίνει κάθε ευκολία στον χρήστη για να προσαρμόσει το κάθισμα στις **δικές του ανάγκες** ακόμα και όταν μεταβάλλονται **καθημερινά**:

- Η πλάτη και τα χερούλια συνοδού ρυθμίζονται ως προς το ύψος.
- Τα υποπόδια ρυθμίζονται και περιστρέφονται με γρήγορη επαναφορά.
- Τα μπράτσα είναι επενδυμένα τύπου "desk" και ρυθμίζονται ως προς το ύψος και ως προς το φάρδος.
- Το πλάτος του καθίσματος αυξομειώνεται έως και 8 cm.
- Τόσο τα μπράτσα όσο και τα υποπόδια αποσπώνται από το κάθισμα με εύκολο μηχανισμό τόσο για εξοικονόμηση χώρου όσο και για εύκολη και γρήγορη μεταφορά σας.

Με το **Evolution Electronic** μπορείτε να πάτε παντού με άνεση και ασφάλεια γιατί διαθέτει:

- Πίσω ρόδες 300 mm - μπροστινές ρόδες 200 mm.
- Δύο μοτέρ 160 W με κουτί γραναζιών.
- Σύστημα ελεύθερης και γρήγορης απόσπασης ρόδων για **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ**.
- Δύο αποσπώμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χωρίς συντήρηση 40Ah.
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο.
- Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
- Μέγιστη ταχύτητα 7,5 km/h.
- Μέγιστη αντοχή βάρους 120kg.
- Αυτονομία 35km/h.
- Διαθέσιμο σε μεγέθη 36cm, 42cm, 46cm.



Ανάκλινη πλάτη.



Ρύθμιση υψός πλάτης.


ηλεκτροκίνητα




86-96/88-98



56-60-64 cm



86/113 cm




92 cm




66-75 cm




36/44 cm




50 cm



35-42/37-47 cm



36-42-46 cm



98°



120 kg



4 cm



+12° -6



68/75 kg



107 cm



35 km



ηλεκτροκίνητα



19.84 Electronica

Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο Electronica είναι λειτουργικό, εργονομικό και παρέχει πολλές δυνατότητες. Το Electronica μπορεί να προσαρμόσει το κάθισμα του και να ρυθμιστεί σε ύψος από 50 ως 80cm. Αυτή η λειτουργία βοηθάει ιδιαίτερα άτομα που μπορούν να βαδίσουν με κάποια δυσκολία και με αυτό το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο μπορούν να βγούν και να μεταφερθούν πολύ πιο εύκολα από και προς το κάθισμα για να βαδίσουν ή να στηριχτούν σε όρθια θέση ενώ παράλληλα βοηθάει στην πρόσβαση σε σημεία που χωρίς αυτό είναι δύσκολο να προσεγγιστούν (π.χ. να πάρετε κάτι από ένα ψηλό ράφι κλπ).



86-96cm



100cm



70-75cm



50-85cm



36-42-46cm



75-120 kg



+10° -6°



100cm



59-64cm



76cm



36-52cm



37-45cm



86° -106°



4cm



75kg



40km

ΑΝΕΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

- Το Electronica είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο ατσάλι επιχρωματισμένο με εποξική βαφή.
- Το κάθισμα και η πλάτη αποτελούνται από ειδικούς κατασκευασμένους ιμάντες και ενδεδυμένα μαξιλάρια.
- Η πλάτη ρυθμίζεται στο ύψος από 38 ως 50cm και το κάθισμα από 36 ως 52cm.
- Τα μπράτσα ρυθμίζονται στο ύψος και είναι αναδιπλωμένα και αποσπώμενα μαζί με τα προστατευτικά πλαισιά.
- Τα μπράτσα και τα προστατευτικά πλαισιά ρυθμίζονται ως προς το βάθος μέχρι και 7cm.
- Τα υποπόδια είναι αναδιπλωμένα, ρυθμιζόμενα και αποσπώνται πλήρως από το σασί.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Διαθέτει 2 μοτέρ και ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
- Δύο μπαταρίες 42Ah χωρίς συντήρηση.
- Φορτιστή 5Ah.
- Φουσκωτές ρόδες.
- Αυτονομία 40km/h.
- Μέγιστη αντοχή βάρους: 120Kg.
- Υπάρχει διαθέσιμο σε τρία μεγέθη καθίσματος: 36 - 42 - 46cm.





13.11
Προστασία χειριστηρίου.



13.26D - 13.26S
Χειριστήριο με δυνατότητα περιστροφής προς τα μέσα δεξιά ή αριστερά.



14.94
Χειριστήριο συνοδού.



14.95
Διπλό χειριστήριο. Το χειριστήριο συνοδού υπερισχύει του χρήστη.



14.91
Χειριστήριο πηγουινιού.



14.99BR
Χειριστήριο πηγουινιού με τράντες.



14.51 U
Τραπεζάκι διαφανές από PC.



14.51 UR
Τραπεζάκι ανακλινόμενο διαφανές από PC.



14.54 U
Τραπεζάκι σκληρό από ABS.



14.54 UR
Τραπεζάκι σκληρό ανακλινόμενο από ABS.



14.96
Χειριστήριο προσαρμοσμένο στο αναδιπλωμένο τραπέζι.



14.53D - 14.53S
Τραπεζάκι ενδεδυμένο με κοίλωμα για χειριστήριο δεξιά ή αριστερά.



15.10
Διπλό χειριστήριο. Το χειριστήριο συνοδού υπερισχύει του χρήστη.



13.01
Μπαταρίες από 78Ah.



13.21
Χειροκίνητη ανάκλιση καθίσματος.



13.12S
Μηχανισμός ανάβασης σκαλοπατιών.



13.41N
Αντι - τιπ ροδάκια.



13.43B
Αντι - τιπ ροδάκια με ρόδες ισορροπίας.



14.34
Πλάτη ανακλινόμενη.



14.92HE
Πλάτη ανακλινόμενη ηλεκτρική.



13.22HE
Ηλεκτρική ανάκλιση καθίσματος.



14.74N
Υποπόδια ανακλινόμενα χειροκίνητα.



14.74E
Υποπόδια ανακλινόμενα ηλεκτρικά.



14.73H
Υποπόδια ξεχωριστά με ρυθμιζόμενη γωνία.



14.76H
Υποπόδιο ενιαίο από αλουμίνιο.



13.37
Ζώνες στήριξης ποδιών.



13.37R
Ζώνες στήριξης φτερνών.



21.40
Στήριγμα παλάμης.



13.27
Ηλεκτρική ρύθμιση ανύψωσης καθίσματος.



13.30
Ταυτόχρονη ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης και υποποδιών.



13.3
Ανεξάρτητη ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης και υποποδιών.




14.15
Καλάθι μεταφοράς αντικειμένων.



13.58
Διαχωριστικό σκελών επενδεδυμένο.



13.58R
Διαχωριστικό σκελών επενδεδυμένο ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος.



Μαξιλάρι αεροκυψέλων
22.04 40x45x6h
22.06 45x45x6h
22.10 40x45x10h
22.12 45x45x10h



21.14H
Κάθισμα bucket foam active.



21.06H
Πλάτη bucket foam active.



14.82
Πρόεκταση πλάτης.



21.78
Προσκέφαλο bucket.



21.82
Προσκέφαλο bucket με έντονο κοίλωμα.



14.82
Πλάινά προστατευτικά για το κεφάλι.



13.48
Πλάινά στηρίγματα θώρακος.



13.67
Εσωτερικές επενδύσεις για ανακλινόμενα υποπόδια.



14.23
Πλάινά επενδεδυμένα στηρίγματα.



14.69
Υποπόδια ανακλινόμενα.



13.08
Αναρτήσεις στα ηντρούνια για μπροστινές ρόδες Ø260



13.29
Μπροστινές συμπαγείς ρόδες 260x85mm.



13.00/S
Μπράτσα με κλείσιμο προς τα εμπρός και με διπλή ρύθμιση για επιπλέον ασφάλεια.



14.62
Ζώνη στήριξης κορμού με τράντες.



14.66
Ζώνη στήθους.



14.64
Μπροστινές συμπαγείς ρόδες Ø175



15.92
Ζεύγος χειροκίνητων φρένων.



13.19
Μηχανισμός ανάβασης πεζοδρομίου.



13.68
Σετ φωτών, φανάρια, φηλάς.



13.05
Βάση στήριξης για πατερίτσες.



13.02
Στατώ ορού.



13.38U
Βάση στήριξης μπουκάλιας οξυγόνου.



14.45Z
Σάκος



13.03
καφρέφτης



13.33
Πίσω συμπαγείς ρόδες 350x80mm.



21.84
Υποπόδια ξεχωριστά με ρυθμιζόμενη γωνία.



14.10
Προσκέφαλο επενδεδυμένο ρυθμιζόμενο.

ηλεκτροκίνητα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ



ΑΘ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ORTHOSTATICAL®

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έδρα: Ανθέων 27, 566 26 Συκιές, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 214.127, Fax : 2310 214.590
Υποκατάστημα Αθηνών: Μ. Βόδα 52 (Σταθμός Λαρίσης), Τηλ.: 210 82.56.748
www.orthostatical.gr, e-mail: info@orthostatical.gr

