



ΑΘ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

**ORTHOSTATICAL®**

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

χειροκίνητα

ανταλλακτικά





## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ



12.70

### 12.70 Profile

#### χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφριού τύπου

- Κατασκευή ελαφριού τύπου, από αλουμίνιο με μεγάλη αντοχή και ρύθμιση του camber.
- Προσαρμόζεται με πολλαπλές ρυθμίσεις πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε ανάγκη: δυνατότητα ρύθμισης του βάθους και της κλίσης της πλάτης, της κλίσης του καθίσματος, της γωνίας υποποδίων, της θέσης των πίσω ροδών, του ύψους και της γωνίας των μπροστινών ροδών.
- Ο σχηματισμός της πλάτης αυξάνεται ή μειώνεται, ανάλογα με τη σύσφιξη ή χαλάρωση των ειδικών ιμάντων.
- Η πλάτη διπλώνεται μπροστά.
- Οι πίσω και οι μπροστινές ρόδες είναι αποσπώμενες για ευκολότερη μεταφορά με το αυτοκίνητο.
- Κατευθυντήριες μπροστινές ρόδες Ø100mm.
- Διαθέσιμα μεγέθη: 36cm, 38cm, 40cm, 44cm.
- Βάρος 7kg (χωρίς ρόδες).



### 12.73 Profile Plus

#### χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφριού τύπου

- Το Profile Plus κατασκευάστηκε με γνώμονα την υψηλή τεχνολογία και ξεχωρίζει για το σχεδιασμό του αλλά και την εργονομική του χρήση.
- Το αμαξίδιο κλείνει μόνο με μια κίνηση του ενός χεριού, απλά ρίχνοντας την πλάτη μπροστά ενώ κάνοντας το αντίθετο ανοίγει.
- Η γωνία του καθίσματος δύναται να προσαρμοστεί από 0° έως 20° έτσι ώστε να χαρίζει στο κάθε άτομο την κατάλληλη, ανάλογα με τις ανάγκες του, θέση.
- Η κατασκευή είναι από επιχρωματισμένο ντουραλουμίνιο.
- Ρυθμίζεται το ύψος και η κλίση των υποποδίων.
- Οι πίσω ρόδες είναι εύκολα αποσπώμενες με σύστημα εύκολης απόσπασης για εύκολη μεταφορά στο αυτοκίνητο.
- Δυνατότητα αλλαγής της γωνίας, του βάθους και του ύψους της πλάτης.
- Διαθέσιμα μεγέθη: 38cm, 40cm, 44cm.
- Βάρος 10 kg (χωρίς ρόδες).

SUPPL. 14.78/P

πλαινά desk



SUPPL. 14.79/P

πλαινά classic



SUPPL. 13.46/P

anti-tip



Επιλογή χρωμάτων  
κατα παραγγελία.



12.73

### 12.75 Profile Vario

### 12.78 Profile Vario Car

χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια από αλουμίνιο

- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος από 40-52cm με υδραυλικό σύστημα και χειρισμό στις πλαϊνές πλευρές.
- Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους του καθίσματος.
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης των μεγάλων πίσω ροδών και των μικρών μπροστινών.
- Αποσπώμενες μεγάλες ρόδες.
- Πλαϊνά στηρίγματα.
- Χερούλια για το συνοδό.
- Πλάτη πτυσσόμενη προς τα εμπρός με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας 10°.
- Διαθέσιμα με διαστάσεις καθίσματος: 38cm, 42cm, 46cm.
- Κάθισμα και πλάτη επενδεδυμένα και τα δύο με τσέπες μεταφοράς αντικειμένων.
- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της πλάτης.
- Διατίθεται και με προέκταση πλάτης αποσπώμενη.



12.75



12.78

**Το χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο 12.78 διαθέτει επιπλέον:**

- Ειδικό σύστημα κουμπώματος στο αυτοκίνητο.
- Διατίθεται και με ροδάκια οδήγησης για πολύ στενούς δρόμους.



## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ



17.70



83-93cm



36-38-40-42-44-46-48cm



69cm  
81cm



4cm



72cm  
83cm



120 kg



36cm  
44cm



13kg  
13.5kg



73cm



+8° -6°



32-42cm



39-52cm



36-44cm



90°

### 17.70 Evolution Activa Compact

χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφριού τύπου

- Ελαφρύ πτυσσόμενο χειροκίνητο αμαξίδιο με διπλό χιαστή κατασκευασμένο από ντουραλουμίνιο.
- Η πλάτη του καθίσματος ρυθμίζεται στο βάθος με τη βοήθεια των ιμάντων που διαθέτει κάτω από την ταπετσαρία.
- Δυνατότητα να προσαρμοστεί το κάθισμα μετακινώντας τους άξονες των ροδών.
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Δυνατότητα ρύθμισης και του ύψους και του βάθους του καθίσματος.
- Ενιαίο αναδιπλωμένο υποπόδιο, ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος και την κλίση.
- Κάθισμα και πλάτη και τα δύο επενδεδυμένα με τσέπες μεταφοράς ή αποθήκευσης αντικειμένων.
- Πλαϊνά προστατευτικά και χερούλια για το συνοδό.
- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της πλάτης.
- Φρένα στάθμευσης.
- Ροδάκια anti-tip.
- Πίσω ρόδες Ø600mm αποσπώμενες με σύστημα εύκολης απόσπασης και μπροστινές ρόδες Ø180mm.
- Διαθέσιμα μεγέθη: 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm.
- Δυνατότητα μέγιστου βάρους χρήστη 120kg.
- Βάρος 9kg.



14.79E

μπράτσα classic για Evolution Standard



13.10E

πίσω ρόδες T 300 για transit για Evolution



14.04C

μπράτσα classic ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος για Evolution



13.70

προστατευτικά ακτίνων διαφανή



13.55/E

μπροστινές ρόδες με σύστημα εύκολης απόσπασης για Evolution



13.20

φρένα με ταμπούρο με ληβιέ για το συνοδό



13.61D - 13.61S

σύστημα οδήγησης με ένα χέρι δεξί ή αριστερό για Evolution Light



15.92P

φρένα με επιμήκη ληβιέ



13.47

αντι-τιπ ροδάκια για Evolution Standard & Light



14.86

κάθισμα με wc



13.47EV

αντι-τιπ ροδάκια περιστροφόμενα για Evolution



14.82

πρόεκταση πλάτης



90-100cm  
92-102cm



55-67cm



92cm  
103cm



73cm  
78cm



73cm



38cm  
44cm



39-52cm



39cm  
42cm



36-38-40-42-44-46-48-50cm



98°



120 kg



4cm



+8° -6°



14kg  
15kg

## 17.57 Evolution Activa

- Ελαφρύ πτυσσόμενο χειροκίνητο αμαξίδιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Ενιαίο αποσπώμενο υποπόδιο, για μείωση του όγκου και διευκόλυνση στην μεταφορά.
- Πίσω ρόδες Ø600mm αποσπώμενες με σύστημα εύκολης απόσπασης και μπροστινές ρόδες Ø180mm.
- Η πλάτη του καθίσματος ρυθμίζεται στο βάθος με τη βοήθεια των ιμάντων που διαθέτει κάτω από την ταπετσαρία.
- Δυνατότητα να προσαρμοστούν μπράτσα προαφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Διαθέσιμα μεγέθη: 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm.
- Δυνατότητα μέγιστου βάρους χρήστη 120kg.
- Βάρος 9kg.



17.57

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

## 17.68 Evolution Extralight

- Ελαφρύ πτυσσόμενο χειροκίνητο αμαξίδιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Δυνατότητα να προσαρμοστεί το κάθισμα μετακινώντας τους άξονες των ροδών.
- Πίσω ρόδες Ø600mm αποσπώμενες με σύστημα εύκολης απόσπασης και μπροστινές ρόδες Ø180mm.
  - Διαθέσιμα μεγέθη: 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm.
  - Δυνατότητα μέγιστου βάρους χρήστη 120kg.
  - Βάρος 10kg.



17.68



90-100cm  
92-102cm



55-59cm  
63-67cm



92cm  
103cm



73cm  
78cm



73cm



38cm  
44cm



37-50cm



39cm  
42cm



36-38-40-42-44-46-48cm



98°



120 kg



4cm



+8° -6°



14kg  
15kg



## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ



17.60


### 17.60 Evolution Standard

- Πτυσσόμενο χειροκίνητο αμαξίδιο με σκελετό κατασκευασμένο από βερνικωμένο ατσάλι.
- Μπράτσα ανακλινόμενα προς τα πίσω επενδεδυμένα "desk".
- Υποπόδια αποσπώμενα, περιστρεφόμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Δυνατότητα να προσαρμοστεί το κάθισμα μετακινώντας τους άξονες των ρόδων.
- Μπροστινές ρόδες Ø600mm αποσπώμενες με σύστημα εύκολης απόσπασης και πίσω ρόδες Ø180mm.
- Διαθέσιμα μεγέθη: 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm.
- Δυνατότητα μέγιστου βάρους χρήστη 120kg.
- Βάρος 13kg.



14.34E

Ανακλινόμενη πλάτη



14.75

Ανακλινόμενα υποπόδια

### 700.10

#### Χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο Standard

- Σκελετό από βερνικωμένο ατσάλι, διπλό χιαστή, κάθισμα, πλάτη και επενδεδυμένα μπράτσα.
- Μπράτσα αναδιπλώμενα έως και το πίσω μέρος της πλάτης, ζώνη στήριξης γαμπών, ρυθμιζόμενη και αποσπώμενη.
- Υποπόδια περιστρεφόμενα, αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα.
- Χερούλια συνοδού.
- Ειδικό σύστημα προέκτασης σκελετού στο πίσω μέρος του αμαξιδίου που διευκολύνει την ανάβαση των σκαλοπατιών.
- Συμπαγείς πίσω ρόδες με στεφάνη.
- Φρένα σταθμεύσεως.
- Συμπαγείς μπροστινές ρόδες Ø200x32
- Θήκη αποθήκευσης αντικειμένων στο πίσω μέρος της πλάτης.
- Διατίθεται με διαστάσεις καθίσματος 41-46cm.
- Δυνατότητα μέγιστου βάρους χρήστη 120kg.
- Βάρος 18kg.



700.10

## 12.26 Vario Plus Posturale

- Πλάτη ανακλινόμενη έως 55° διαμέσου ενός συστήματος μίας μπουκιάς αερίου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από μία λαβή ελέγχου στο πίσω μέρος του καθίσματος.
- Διαθέτει πίσω χειρολαβή για το συνοδό ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος, υποπόδια ρυθμιζόμενα, ως προς το ύψος, ανακλινόμενα και αποσπώμενα.
- Μπράτσα επενδεδυμένα μεγάλα, ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος και αποσπώμενα.
- Ανατομική πλάτη, μπάκετ, από Foam Active με ρυθμιζόμενα στηρίγματα (21.06)
- Πίσω ρόδες 600 mm, με στεφάνες και διπλό φρένο για χρήση από τον ίδιο τον χρήστη και με ειδικό λειβιέ τοποθετημένο στην αριστερή χειρολαβή για φρένα ταμπούρο, τα οποία **δράττουν ταυτόχρονα** και στις δύο μεγάλες ρόδες. Μπροστινές κατευθυντήριες ρόδες διαμέτρου 185 x 45.
- Πλάτος καθίσματος 45 cm, με δυνατότητα ρύθμισης έως και 51 cm.



12.26

## 12.24 Vario Plus Posturale

Τροχήλατη βάση για προσαρμογή ειδικών καθισμάτων



## 21.18 Flow Pluma

Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βάθους του καθίσματος με ειδικό σύστημα -πατέντα- του οίκου **VASSILLI**, κάθισμα ανατομικό μπάκετ, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε χρήστη από Flow Pluma.



12.22

Διατίθεται και με μικρές πίσω ρόδες



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ



ΑΘ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
**ORTHOSTATICAL®**

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Έδρα: Ανθέων 27, 566 26 Συκιές, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 214.127, Fax : 2310 214.590  
Υποκατάστημα Αθηνών: Μ. Βόδα 52 (Σταθμός Λαρίσης), Τηλ.: 210 82.56.748  
[www.orthostatical.gr](http://www.orthostatical.gr), e-mail: [info@orthostatical.gr](mailto:info@orthostatical.gr)