
Γερανάκι ανύψωσης και ορθοστάτισης **RI830**



Το RI830 είναι μία ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης και ορθοστάτισης με αποσπώμενη μπαταρία.

Έχει μέγιστη αντοχή βάρους 180kg.

Είναι κατασκευασμένο από χρωματισμένο ατσάλινο πλαίσιο, με 4 περιστρεφόμενους τροχούς (οι 2 από τους οποίους έχουν και φρένα).

Διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση (59εκ-100εκ) και μπαταρία με κουμπί διακοπής, έκτακτης ανάγκης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RI830	
Συνολικό ύψος	180cm
Μήκος βάσης	110cm
Εξωτερικό πλάτος	59cm
Υψος βάσης	11,5cm
Άνοιγμα βάσης	100cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	180kg