
Γερανάκι Be Free Electric lift



Το γερανάκι μεταφοράς BeFree lift electric βοηθάει τον συνοδό να μεταφέρει με ασφάλεια, άνεση και λειτουργικότητα τον ασθενή ή το άτομο με κινητική δυσκολία.

Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, για μεταφορά από ένα κρεβάτι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο ή σε μία άνετη καρέκλα ή πολυθρόνα ή αντίστροφα.

Διαθέτει χειριστήριο με τις ενδείξεις πάνω-κάτω και η βάση των ποδιών ανοίγει ποδοκίνητα, έτσι ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει εύκολα και άνετα το άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο ή σε κάποια καρέκλα.

Στον βασικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ο ιμάντας μεταφοράς.

Το μέγιστο βάρος μεταφοράς είναι 150kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Be Free Electric lift	
Μήκος	110cm
Πλάτος	58,5cm
Άνοιγμα βάσης	80cm
Ανυψωτικό ύψος βραχίονα	74cm-177cm
Υψος βάσης	12cm
Βάρος μηχανήματος	43kg
Μέγιστη αντοχή βάρους	150kg