
Τραπεζάκι κρεβατιού **Rubens 9**



Το τραπεζάκι κρεβατιού Rubens 9 έχει ρυθμιζόμενη γωνία που επιτρέπει τη χρήση και από τις δύο πλευρές.

Η γωνία κλίσης μπορεί να είναι από 0° και 45°. το ρυθμιζόμενο τραπέζι με πλάτος 790mm x 400mm ανεβοκατεβαίνει καθ' ύψος από 770mm έως 1113mm.

Η ομοιόμορφη και ανθεκτική επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα.

Το πλαίσιο από μελαμίνη εμποδίζει την διείσδυση υγρών στην επιφάνεια του.



ORTHOSTATICAL

Live with autonomy!



R 5111
Beech



R 3144
Nabucco



H 3704
Walnut



R 4272
Oak



R 4991
Cherry



R 5052
Acacia



R 5311
light Beech



R 5703
Maple