
Ηλεκτροκίνητο κρεβάτι **Be Free bed**



Το ηλεκτρικό κρεβάτι BeFree Electric bed σας προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα καθώς σας προσφέρει 4 ανακλίσεις:

- ηλεκτρική ρύθμιση του τμήματος της πλάτης
- ηλεκτρική ρύθμιση του τμήματος των ποδιών
- ηλεκτρική ρύθμιση του τμήματος του ύψους του κρεβατιού και
- κίνηση trendelenburg - anti-trendelenburg , δηλαδή ανάκλιση ολόκληρου του κρεβατιού

Στον βασικό του εξοπλισμό το BeFree Electric bed συμπεριλαμβάνονται:

- μεταλλική βάση κρεβατιού από ανθεκτικό ατσάλι

- δύο ξύλινες μετόπες με εσωτερικά μοτέρ για την ρύθμιση του ύψους του κρεβατιού από 43-86cm
- 4 μοτέρ Richmate
- προστατευτικά κάγκελα αλουμινίου βαμμένα στο χρώμα του ξύλου τα οποία ανεβοκατεβαίνουν εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού
- τέσσερις τροχούς 4'' με φρένα
- λαβή εγέρσεως
- Εργονομικά σχεδιασμένο χειριστήριο με λειτουργία κλειδώματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Be Free bed	
Μήκος	220cm
Πλάτος	105cm
Ανάκλιση πλάτης	από 0—70°
Ανάκλιση ποδιών	από 0 - 30°
Αυξομείωση ύψους	από 43cm - 86cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	180kg