



## TODD

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Δεδομένα	Size 1		Size 2			Size 3		Size 4		
	Μέγεθος σώματος	75-110εκ.		100-130εκ.			120-155εκ.		150-175εκ.		
	Μέγεθος τροχού	24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
	Ύψος λαβής: πιάτο υποποδίου – χειρολαβές	40-48 εκ.	50-58 εκ.	57-65 εκ.	61-69 εκ.	72-80 εκ.	60-68 εκ.	71-79 εκ.	71-79 εκ.	82-90 εκ.	87-95 εκ.
	Ύψος αγκώνα	50 εκ.	60 εκ.	70 εκ.	80 εκ.	92 εκ.	82 εκ.	92 εκ.	92 εκ.	97 εκ.	99 εκ.
Πλάτος χειρολαβών	0°	-	-	-	-	-	66 εκ.	66 εκ.	69 εκ.	69 εκ.	69 εκ.
	3°	-	-	56 εκ.	55 εκ.	54 εκ.	62 εκ.	61 εκ.	65 εκ.	64 εκ.	63 εκ.
	6°	-	-	53 εκ.	51 εκ.	49 εκ.	58 εκ.	56 εκ.	61 εκ.	59 εκ.	58 εκ.
	9°	45 εκ.	44 εκ.	50 εκ.	47 εκ.	44 εκ.	55 εκ.	52 εκ.	57 εκ.	55 εκ.	53 εκ.
	12°	42 εκ.	41 εκ.	47 εκ.	43 εκ.	40 εκ.	-	-	-	-	-
	15°	40 εκ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Πλάτος χειρολαβής (min. – max.)	68-74 εκ.	70-73 εκ.	71-83 εκ.	71-83 εκ.	71-84 εκ.	73-83 εκ.	73-85 εκ.	76-86 εκ.	76-86 εκ.	86-90 εκ.
	Ύψος πιάτου υποποδίου – κέντρο των μαξιλαριών γονάτων pelotte	19-30εκ.				28-36 εκ.	34-44εκ.		42-51εκ.		
	Ύψος πιάτου υποποδίου – μαξιλάρια pelotte στήριξης μηρών	26-42εκ.		43-58εκ.			53-69εκ.		65-80εκ.		
	Εσωτερικό μήκος ποδιού	30-47εκ.		48-63εκ.			58-74εκ.		70-84εκ.		

	Απαγωγή διαιρούμενων υποποδίων	0° – 40°	0° – 40°	0° – 30°	0° – 30°
	Βάθος λεκάνης (ρυθμιζόμενο εύρος μέσω γρήγορης ρύθμισης)	11-22εκ.	11-22εκ.	16-29εκ.	16-29εκ.
	Ύψος στήθους (ύψος πιάτου υποποδίου – κέντρο μαξιλαριού pelotte στήθους)	54-85εκ.	75-101εκ.	92-123εκ.	117-138εκ.
	Ύψος τραπεζιού από το πιάτο υποποδίου	43-66εκ.	61-79εκ/	72-96εκ.	92-110εκ.
	Μέγιστη αντοχή βάρους	30 κιλά	45 κιλά	65 κιλά	80 κιλά