

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 18.64M



Το χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτιση **18.64M** είναι κατασκευασμένο από ατσάλι ακρυλικής βαφής.

Η ταπετσαρία στην πλάτη, στο κάθισμα, στα μπράτσα στήριξης και στα γόνατα (ζώνη) πλένεται εύκολα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

Ρύθμιση ύψους πλάτης με ρυθμιζόμενη κλίση γωνίας.

Τα μπράτσα στήριξης ρυθμίζονται και απομακρύνονται εύκολα.

Το προστατευτικό για τα γόνατα και τα υποπόδια ρυθμίζεται και απομακρύνεται.

Περιλαμβάνει ζώνη θώρακα.

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης βάθους καθίσματος και ύψος πλάτης.

Ηλεκτρονικό χειριστήριο τοποθετημένο στο μπράτσο με κουμπιά με τις ενδείξεις "πάνω και κάτω".

Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού χειριστήριου στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του αμαξιδίου.

Για εύκολη μεταφορά με το αυτοκίνητο τα υποπόδια, τα μπράτσα και η πλάτη μπορούν να απομακρυνθούν από τα αμαξίδια.

Η κάθετη θέση επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρονικού μοτέρ με κουμπιά με τις ενδείξεις "πάνω και κάτω" που βρίσκονται στο χειριστήριο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 18.64M	
Υψος	90-102cm
Μήκος	100cm
Υψος μέχρι μπράτσο	68-78cm
Υψος καθίσματος	50cm
Πλάτος καθίσματος	42-46cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	120kg
Μέγιστη κλίση	10°
Συνολικό πλάτος	62-66cm
Υψος πλάτης	40-55cm
Πίσω κλίση	90° – 102°
Βάρος προϊόντος	38kg