

ORDER  
FORM

PEVO



**ORTHOSTATICAL**  
*Live with autonomy!*

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγή αμαξίδιο, σκελετός από μοναδικό κράμα αεροδυναμικού αλουμινίου. Διατίθεται με δυνατότητα προσαρμογής χρωμάτων και μεγεθών, μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.

Βάρος από: 5,9 Kg (χωρίς πίσω τροχούς).

Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 kg

**ΤΙΜΗ: 2.050 €**

Ημερ/νία ...../...../..... Όνομα ..... Πωλητής .....

Πλάτος  
καθίσματος



cm	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	

Βάθος  
καθίσματος



cm	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	

Υψος Πλάτης



Υψος  
Υποποδίων

ΥΠ

cm	32	34	36	38	40

ΜΥΚ

cm	45	46	47	48	49	50	51	52

ΠΥΚ

cm	37	38	39	40	41	42	43

ΥΥ

cm	32	34	36	38	40

Μπροστινό Υψος  
καθίσματος



Πίσω Υψος  
καθίσματος

## Αναδιπλούμενη πλάτη σε κάθε προσαρμογή

Pipe with ribbon handles



Postural standard

Double pipe with comfort push handles



Tensioning (optional)

180 €



Postural comfort (optional)


300 €



Postural (optional)

520 €

## Προσαρμόστε μονή σωλήνα πλάτης



shape ☐ A ☐ B

C ..... mm/in

D ..... °

E ..... °

F ..... °

G ..... °

H ..... °

i ..... °

f ..... °

760 €

## Προσαρμόστε το χρώμα

Customize the colour indicating the Ral code of your favourite colour (optional)



### ALUMINIUM PLATES

RAL .....  
(or colour name)

### FRAME

RAL .....  
(or colour name)






360 €



360 €

## Προσαρμόστε διπλό σωλήνα στη πλάτη



## Αξεσουάρ

Front wheels



4 inch (standard)

5 inch ☐ 210 €



4 inch special hub design (optional)

120 €

Rear wheels (standard)



- 24" Twister wheel black  
- Silver handrim  
- Rear wheel Schwalbe Right run  
- Axle 12,7 mm / 1/2 in  
- Weight 1,4 Kg

Front fork



Standard



One arm fork (optional)

390 €

Support body-legs (optional)



700 €

Anti-tip system (optional)



120 €

Brakes (standard)



Side guards adjustable in heights



Standard

Carbon fiber (optional)



380 €

Aluminium with padded armrest (optional)



240 €

Lifting pedal (optional)



100 €

Calf support (optional)



40 €



# ORTHOSTATICAL

Live with autonomy!

Pandhora  
MADE FOR YOUR HEALTH



<b>PANDORA EVO</b>	<b>2.050 €</b>
Επιλογή αξεσουάρ	
Έκπτωση	
ΦΠΑ 13%	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>€</b>

*Σημείωση: Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 13% και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.*