

# Pandhoro<sup>EVO</sup>

MADE FOR YOUR HEALTH



ORTHOSTATICAL  
*Live with autonomy!*

## Χρώματα

Πατενταρισμένο



# ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Πατενταρισμένο




Από 0 ° έως 300 ° με ένα κλικ



Άνετο κάθισμα απορρόφησης κραδασμών

Σας ταιριάζει !





Λευκό/Μπλε



## Χρώματα



Πλαίσιο  
Λευκό



Κάθισμα,  
πλάτη, πλαϊνά  
προστατευτικά,  
υποπόδιο,  
λαβές από  
κορδέλα  
Μπλε






Φούξια/Μαύρο



## Χρώματα



Πλαίσιο,  
λαβές από κορδέλα  
Φούξια



Κάθισμα,  
πλάτη, πλαϊνά  
προστατευτικά,  
υποπόδιο  
Μαύρο



Μαύρο





## Χρώματα



Κάθισμα, πλάτη,  
υποπόδιο, πλαϊνά  
προστατευτικά,  
πλαίσιο, λαβές  
από κορδέλα  
Μαύρο

χρώμα 1



χρώμα 2



Προσαρμοσμένο

# Pandhora Srl





## Τεχνικό Δελτίο Μοντέλο. Pandhoro Evo

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg

SW	cm	in
	34	13-1/4
	36	14-3/4
	38	15
	40	16
	42	17
	44	17-1/4
	46	18



5,9 kg



λαβές από κορδέλα



Πατενταρισμένο



Ρυθμιζόμενα πλαινά προστατευτικά

BRH	cm	32	34	36	38	40
	in	12-1/2	13-1/4	14-1/4	15	15-3/4
*KHL	cm	32	34	36	38	40
	in	12-1/2	13-1/4	14-1/4	15	15-3/4

\*εξαρτάται από τη διάσταση SHF

SHF	cm	45	46	47	48	49	50	51	52
	in	17-3/4	18-1/4	18-1/2	19	19-1/4	19-3/4	20	20-1/4
SHR	cm	37	38	39	40	41	42	43	
	in	14-1/2	15	15-1/4	15-3/4	16-1/4	16-1/2	17	

εξαρτάται από τη διάσταση SD

SD	cm	34	36	38	40	42	44	46
	in	13-1/4	14-3/4	15	16	17	17-1/4	18

\*\*Μερικά μεγέθη μπορεί να μην είναι διαθέσιμα καθώς συνδέονται με την SHF διάσταση και το μέγεθος των πρόσθιων τροχών (5")



\*COG

mm	90	100	110	120
in	3-3/4	4	4-1/4	4-3/4

\*για μέγεθος SD=420 mm





Έρθε η ώρα να αλλάξετε  
τον τρόπο που κάθεστε!

Προσαρμόσιμα σε χρώματα και μεγέθη, διαθέσιμο μεγάλο εύρος εξαρτημάτων.  
Η εταιρεία Pandhoro S.R.L. διατηρεί το δικαίωμα να έχει ανοχή + ή - 10mm



Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg

ημερομηνία...../...../..... χρήστης.....Υπεύθυνος.....



	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cm	32	34	36	38	40
in	12-1/2	13-1/4	14-1/4	15	15-3/4

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cm	32	34	36	38	40
in	12-1/2	13-1/4	14-1/4	15	15-3/4



	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cm	45	46	47	48	49	50	51
in	17-3/4	18-1/4	18-1/2	19	19-1/4	19-3/4	20

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cm	37	38	39	40	41	42
in	14-1/2	15	15-1/4	15-3/4	16-1/4	16-1/2

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mm	90	100	110	120
in	3-3/4	4	4-1/4	4-3/4

MADE FOR YOUR HEALTH

**Φόρμα Παραγγελίας**

Μοντέλο. Pandhora Evo

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg

ημερομηνία...../...../..... χρήστης.....Υπεύθυνος.....

## Αναδιπλούμενη πλάτη σε οποιαδήποτε σχήματα

Μονός σωλήνας με λαβές από κορδέλα



ορθοστάτης τυποποιημένος

Διπλός σωλήνας με άνετες λαβές



τάνυση (προαιρετικό)




άνετος ορθοστάτης (προαιρετικό)



ορθοστάτης (προαιρετικό)

Προσαρμογή μονού ορθοστατικού σωλήνα





σχήμα A B


C.....mm/in  
D.....  
E.....  
F.....  
G.....  
H.....

i.....°  
f.....°

Προσαρμογή διπλού ορθοστατικού σωλήνα



Λογότυπο



MADE FOR YOUR HEALTH

**Φόρμα Παραγγελίας**

Μοντέλο. Pandhora Evo

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg

ημερομηνία...../...../..... χρήστης.....Υπεύθυνος.....



STD

ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ (τυποποιημένο)



ΦΟΥΞΙΑ/ΜΑΥΡΟ (προαιρετικό)



ΜΑΥΡΟ (προαιρετικό)



Προσαρμόστε το χρώμα αναφέροντας τον κωδικό RAL του αγαπημένου σας χρώματος (προαιρετικό)



ΠΛΑΚΕΣ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

RAL .....  
(ή ονομασία χρώματος)

ΠΛΑΙΣΙΟ

RAL .....  
(ή ονομασία χρώματος)

MADE FOR YOUR HEALTH

## Φόρμα Παραγγελίας

Μοντέλο. Pandhora Evo


Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg

ημερομηνία...../...../..... χρήστης.....Υπεύθυνος.....


Μπροστινοί Τροχοί

Μεγέθη 4/5 ιντσών

Πίσω Τροχοί



STD



STD

4 ίντσες  
(τυποποιημένο)

4 ίντσες άξονας ειδικού  
σχεδιασμού (προαιρετικό)

5 ίντσες (προαιρετικό)

·24" Μαύρος περιστρεφόμενος  
τροχός  
·Ασημένια χειρολαβή  
·Μαύρος Πίσω Τροχός τύπου  
Schwalbe Right Run  
·Άξονας 12, 7 mm/ 1/2 in

Μπροστινό πιρούνι



STD



τυποποιημένο

πιρούνι μονού βραχίονα (προαιρετικό)

Αντιστήριξη



Προαιρετικό  
σύστημα αντιστήριξης



MADE FOR YOUR HEALTH

## Φόρμα Παραγγελίας

Μοντέλο. Pandhora Eno

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg


ημερομηνία...../...../..... χρήστης.....Υπεύθυνος.....

### Φρένα



τυποποιημένο


### Πλαϊνά προστατευτικά



τυποποιημένο

ανθρακόνημα (προαιρετικό)

αλουμίνιο με επενδυμένο υποβραχίονιο (προαιρετικό)



στήριγμα γάμπας  
(προαιρετικό)

πεντάλ ανύψωσης(προαιρετικό)


MADE FOR YOUR HEALTH

**Φόρμα Παραγγελίας**

Μοντέλο. Pandhora Eno

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές, πλαίσιο με μοναδικό σώμα από αεροδιαστημικό αλουμίνιο, θερμικά επεξεργασμένο και εξαιρετικά δυνατό. Μέγιστο Φορτίο: 120 kg

ημερομηνία...../...../..... χρήστης.....Υπεύθυνος.....



στήριγμα κορμού-ποδιών (προαιρετικό)



**ORTHOSTATICAL**

*Live with autonomy!*