

## **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΚ9031**



### **Διαθέτει:**

- Σκελετό κατασκευασμένο από ατσάλι
- Δυνατότητα επιλογής πλάτους καθίσματος από 12''-24''
- 24'' πίσω ρόδες
- Μπράτσα "desk" ανακλινόμενα προς τα πίσω/αποσπώμενα
- Σύστημα εύκολης απόσπασης ρόδων
- Δυνατότητα προσαρμογής ανάκλισης πλάτης
- Δυνατότητα προσαρμογής ανακλινόμενων υποποδίων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΚ 9031-43	
Συνολικό μήκος	103cm
Συνολικό πλάτος	60,5cm
Συνολικό ύψος	91cm
Συνολικό πλάτος (όταν κλείνει)	26,5cm
Πλάτος καθίσματος	42cm
Βάθος καθίσματος	40cm
Ύψος πλάτης	44cm
Απόσταση από το έδαφος	50cm
Μεγίστη αντοχή βάρους	110kg
Μπροστά ροδάκια	8"
Πίσω ροδάκια	24"
Βάρος	20,8kg / 18,3kg