

## **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΚ9032**



### **Διαθέτει:**

- Σκελετό κατασκευασμένο από ατσάλι
- Δυνατότητα επιλογής πλάτους καθίσματος από 12''-24''
- 12'' πίσω ρόδες
- Μπράτσα "desk" ανακλινόμενα προς τα πίσω/αποσπώμενα
- Δυνατότητα προσαρμογής ανάκλισης πλάτης
- Δυνατότητα προσαρμογής ανακλινόμενων υποποδίων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΚ 9032-43	
Συνολικό μήκος	96cm
Συνολικό πλάτος	59,5cm
Συνολικό ύψος	91cm
Πλάτος καθίσματος	36-49cm
Βάθος καθίσματος	40cm
Ύψος πλάτης	41cm
Απόσταση από το έδαφος	50cm
Μεγίστη αντοχή βάρους	110kg
Μπροστά ροδάκια	8"
Πίσω ροδάκια	12"
Βάρος	17,1kg