

# 1.0



ORTHOSTATICAL

*Live with autonomy!*

# 1.0

## THE NEW ONE



Χρήση από ενήλικες

Σταθερός σκελετός

Συγκολλημένο

Στη νέα του έκδοση, το Aria 1.0 είναι ένα υπερελαφρύ αναπηρικό αμαξίδιο με προσαρμοσμένο συγκολλημένο σταθερό σκελετό από αλουμίνιο και με postural πλάτη Aria στο βασικό εξοπλισμό για να εξασφαλίσει την καλύτερη άνεση.

Ο σκελετός χαρακτηρίζεται από ένα μπροστινό κωνικό σχέδιο για να συγκρατεί καλύτερα τα πόδια. Διαθέτει ένα εργονομικό κάθισμα για να βελτιστοποιεί τη σταθερότητα της πυέλου και να διευκολύνει την ώθηση.

Χάρη στις βελτιώσεις που έγιναν, το πλαίσιο και μόνο ζυγίζει περίπου 2 κιλά.

Το νέο 1.0 είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ και εξαιρετικά προσαρμόσιμο αναπηρικό αμαξίδιο για να ταιριάζει σε διαφορετικές ανάγκες.

Είναι δυνατόν να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους postural πλάτης Aria και επίσης να επιλέξετε είτε τη σταθερή είτε την αφαιρούμενη πλάτη για να διευκολύνετε την καθημερινότητά σας στην μετακίνηση.



**ORTHOSTATICAL**  
*Live with autonomy!*

[www.orthostatical.gr](http://www.orthostatical.gr)

Θεσσαλονίκη 2310 214127 Αθήνα 210 8256748 email: [info@orthostatical.gr](mailto:info@orthostatical.gr)