
Αμαξίδιο μπάνιου RS-947



ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΥΤΟΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ WC ΚΑΙ ΝΤΟΥΖ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΡΥ

Αμαξίδιο για ντους και μπάνιο ελαφρύ και ευέλικτο. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, βαμμένο με εποξική βαφή.















Διαθέτει:

- Κάθισμα, πλάτη και μπράτσα από ΡΥ (πολυουρεθάνη).
- Κάθισμα με WC, με κεντρικό άνοιγμα για τη χρήση του κάδου και το καπακίου.
- Πτυσσόμενα μπράτσα από ΡΥ (πολυουρεθάνη).
- Υποπόδια περιστρεφόμενα, αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Πλαστικοί πίσω τροχοί 60 cm για αυτοώθηση.

- Εμπρός τροχοί περιστρεφόμενοι 12 cm.
- Φρένα από αλουμίνιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

ΣΕ ΕΚΑΤ.							
RS947	105/112	88	42	99	73	54	38/54
ΣΕ ΕΚΑΤ.							
RS947	45	46	64	17	60	12	125