

Ηλεκτρικό κρεβάτι **PB331 low**



Το ηλεκτρικό κρεβάτι **PB 331 low** είναι γερμανικής προέλευσης:

- Με μεταλλικό σκελετό με ξύλινα πάνελ (μετώπες) και με ξύλινα πλαϊνά πτυσσόμενα και αποσπώμενα προστατευτικά κάγκελα και σομιέ από ξύλο με ελαστικότητα.
- Διαθέτει μοτέρ που επιτρέπουν να κάνει τρεις ανακλίσεις
- Η πλάτη ρυθμίζεται ηλεκτρικά από 0° έως 70°
- Τα πόδια ρυθμίζονται ηλεκτρικά από 0° έως 45°
- Το ύψος όλου του κρεβατιού αυξομειώνεται από 35εκ. έως 85εκ.
- Ο σομιές του κρεβατιού είναι από ατσάλινο πλέγμα με εσωτερικές εύκαμπτες σανίδες για μεγαλύτερη αντοχή.
- 4 μοναδικά ροδάκια με φρένα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PB331 low	
Μήκος	215cm
Πλάτος	102cm
Ανάκλιση πλάτης	0-70°
Ανάκλιση ποδιών	0-45°
Αυξομείωση ύψους	Από 30cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	135kg
Μοτέρ	4 μοτέρ Dewert / Linak Δανίας (προαιρετικά)





ORTHOSTATICAL

Live with autonomy!



R 5111
Beech



R 3144
Nabucco



H 3704
Walnut



R 4272
Oak



R 4991
Cherry



R 5052
Acacia



R 5311
light Beech



R 5703
Maple