

Ηλεκτρικό κρεβάτι **PB331**



Το νέο ηλεκτρικό κρεβάτι PB 331 είναι γερμανικής προέλευσης:

- Με μεταλλικό σκελετό με ξύλινα πάνελ (μετώπες) και με ξύλινα πλαϊνά πτυσσόμενα και αποσπώμενα προστατευτικά κάγκελα και σομιέ από ξύλο με ελαστικότητα.
- Διαθέτει μοτέρ που επιτρέπουν να κάνει τρεις ανακλίσεις
- Η πλάτη ρυθμίζεται ηλεκτρικά από 0° έως 63°
- Τα πόδια ρυθμίζονται ηλεκτρικά από 0° έως 30°
- Το ύψος όλου του κρεβατιού αυξομειώνεται από 35εκ. έως 85εκ.
- Ο σομιές του κρεβατιού είναι από ατσάλινο πλέγμα με εσωτερικές εύκαμπτες σανίδες για μεγαλύτερη αντοχή.
- 4 μοναδικά ροδάκια με φρένα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PB331	
Μήκος	215cm
Πλάτος	102cm
Ανάκλιση πλάτης	0-63°
Ανάκλιση ποδιών	0-30°
Αυξομείωση ύψους	35-85cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	175kg
Μοτέρ	4 μοτέρ Dewert / Linak Δανίας (προαιρετικά)





ORTHOSTATICAL

Live with autonomy!



R 5111
Beech



R 3144
Nabucco



H 3704
Walnut



R 4272
Oak



R 4991
Cherry



R 5052
Acacia



R 5311
light Beech



R 5703
Maple