



Η εταιρεία SANO βάζει τους ανθρώπους  
πρώτα!



**LIFTKAR<sup>®</sup> PT**

Ηλεκτροκίνητα συστήματα ανάβασης σκάλας



**ORTHOSTATICAL**  
REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS  
*Live with autonomy!*





# LIFTKAR PT

ΤΟ LIFTKAR PT ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ. ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.

## ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ, ΜΑΖΙ.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σκάλες μόνος του για κάποιο χρονικό διάστημα ή μόνιμα. Για άτομα που χρειάζονται βοήθεια, η εταιρεία SANO προσφέρει ηλεκτροκίνητα συστήματα ανάβασης σκάλας που είναι εύχρηστα, ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς υπερβολική προσπάθεια.

### Αξιοπιστία μέσα και έξω από το σπίτι

Κελάρι, ισόγειο, 1ος όροφος, κήπος - με το LIFTKAR PT μπορείτε να αποκτήσετε ξανά ολόκληρο το σπίτι σας. Και επιπλέον: πηγαίνοντας στον γιατρό ή στο ταχυδρομείο, οδηγώντας με αυτοκίνητο για να επισκεφθείτε φίλους και συγγενείς, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο ή τρένο, πηγαίνοντας στο θέατρο ή σε μια έκθεση - όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα ξανά.

Μια ισχυρή μπαταρία, μία κινητή μονάδα φόρτισης (διατίθεται ως αξεσουάρ) και μια μπαταρία γρήγορης αλλαγής διασφαλίζουν ότι το LIFTKAR PT είναι έτοιμο για δράση ανά πάσα στιγμή.

### Ειδικές λύσεις για ειδικές απαιτήσεις::

#### LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:

**Ηλεκτροκίνητα συστήματα ανάβασης σκάλας με ενσωματωμένο κάθισμα.**

#### LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:

**Ηλεκτροκίνητα συστήματα ανάβασης σκάλας για χρήση με αναπηρικό αμαξίδιο**

.

.



## PT S 130/160



### Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξοπλισμένο με ένα άνετο κάθισμα και αντιολισθητικά, επενδυμένα με καουτσούκ, πτυσσόμενα υποβραχιόνια, το PT S είναι το ιδανικό αμαξίδιο ανάβασης σκάλας για μέσα και γύρω από το σπίτι.

Ο συμπαγής σχεδιασμός του PT S το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε στενές ή ελικοειδείς σκάλες.

Ικανότητα φορτίου και αριθμός προϊόντος για το πλήρες LIFTKAR συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της μονάδας φόρτισης	PT S 130: 130 kg* Αρ. Προϊόντος. 045 723  PT S 160: 160 kg* Αρ. Προϊόντος. 045 724  *βάρος επιβάτη	
Συνολικό βάρος	34,8 kg	
Βάρος του βαρύτερου μέρους	21 kg (μονάδα ανάβασης με κάθισμα )	
Συνολικό ύψος	1130 mm	
Συνολικό πλάτος	505 mm (συμπεριλαμβάνονται υποβραχιόνια)	
Βάθος	675 mm	
Ελάχιστο ενδιάμεσο πλατύσκαλο	0,8 x 0,9 m	

Περιλαμβάνονται εξαρτήματα

## PT Outdoor 120/150



### Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΣΑΣ

Χάρη στην ανθεκτική σχεδίασή του με πολύ μεγάλους τροχούς οι οποίοι δεν αφήνουν σημάδια, σύστημα πέδησης στο εσωτερικό των ζαντών και μεγαλύτερο πλάτος τροχιάς, το PT Outdoor είναι ιδανικό για όταν βρίσκεστε έξω . Και μπορείτε εύκολα να πάρετε το PT Outdoor μαζί σας για να επισκεφθείτε φίλους και συγγενείς.

Ικανότητα φορτίου και αριθμός προϊόντος για το πλήρες LIFTKAR συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της μονάδας φόρτισης	PT Outdoor 120: 120 kg* Αρ. Προϊόντος. . 045 725  PT Outdoor 150: 150 kg* Αρ. Προϊόντος. . 045 726  *βάρος επιβάτη	
Συνολικό βάρος	37,7 kg	
Βάρος του βαρύτερου μέρους	24,9 kg (μονάδα ανάβασης με κάθισμα)	
Συνολικό ύψος	1130 mm	
Συνολικό πλάτος	505 mm (συμπεριλαμβάνονται υποβραχιόνια)	
Βάθος	675 mm	
Ελάχιστο ενδιάμεσο πλατύσκαλο	0,8 x 0,9 m	

Περιλαμβάνονται εξαρτήματα

## PT Uni 130/160



### ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Για αυτοκινούμενα αναπηρικά αμαξίδια και καρέκλες μεταφοράς: απλώς κυλήστε πάνω στην πλατφόρμα και ασφαλίστε τη θέση με τον σφιγκτήρα συγκράτησης (εύρος σφιγκτήρα 330 έως 500 mm). Ενεργοποιήστε τα φρένα και είστε έτοιμοι! Διπλώνει συμπαγώς για γρήγορη και εύκολη αποθήκευση. Επίσης ιδανικό για επαγγελματίες μεταφορείς.

Ικανότητα φορτίου και αριθμός προϊόντος για το πλήρες LIFTKAR συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της μονάδας φόρτισης	PT Uni 130: 130 kg* Αρ. Προϊόντος. . 045 727  PT Uni 160: 160 kg* Αρ. Προϊόντος. . 045 728  * βάρος επιβάτη + αμαξιδίου	
Συνολικό βάρος	27,6 kg	
Βάρος του βαρύτερου μέρους	16,7 kg (μονάδα ανάβασης με πλατφόρμα)	
Συνολικό ύψος	1130 mm	
Συνολικό πλάτος	760 mm(κατεβασιμένη πλατφόρμα) 395 mm (ανυψωμένη πλατφόρμα)	
Βάθος	385 mm	
Ελάχιστο ενδιάμεσο πλατύσκαλο	1,1 x 0,9 m	



## PT Adapt 130/160



### ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΣΑΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Για να χρησιμοποιήσετε το LIFTKAR PT με το δικό σας αναπηρικό αμαξίδιο, ο απαραίτητος προσαρμογέας τοποθετείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

**LIFTKAR PT Plus 125** Αρ. Προϊόντος 045 729  
Η όλα-σε-ένα λύση αποτελείται από το LIFTKAR PT Adapt και ένα αμαξίδιο για άτομα με βάρος έως 125kg.



Ικανότητα φορτίου και αριθμός προϊόντος για το πλήρες LIFTKAR συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της μονάδας φόρτισης	PT Adapt 130: 130 kg* Αρ. προϊόντος. 045 721  PT Adapt 160: 160 kg* Αρ. προϊόντος. 045 722  * βάρος επιβάτη + αμαξιδίου
Συνολικό βάρος	24,7 kg
Βάρος του βαρύτερου μέρους	15,2 kg (μονάδα ανάβασης)
Συνολικό ύψος	1130 mm
Συνολικό πλάτος	482 mm (χωρίς αμαξίδιο)
Βάθος	385mm(χωρίς αμαξίδιο)
Ελάχιστο ενδιάμεσο πλατύσκαλο	0,9 x 0,9 m

Δείγμα φωτογραφίας



## PT Fold 130/160



### ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εξοπλισμένο με τροχούς διαμέτρου 200 mm και πλάτος τροχιάς 297 mm, το PT Fold είναι το ιδανικό αμαξίδιο ανάβασης για πολύ απότομες και στενές ελικοειδείς σκάλες. Απλώς αναδιπλώνοντας το αμαξίδιο, το PT Fold μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε όχημα.

Το κάθισμα είναι αφαιρούμενο και μπορεί να πλυθεί για εύκολο καθαρίσμα

Ικανότητα φορτίου και αριθμός προϊόντος για το πλήρες LIFTKAR συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της μονάδας φόρτισης	PT Fold 130: 130 kg* Αρ. προϊόντος. 045 731  PT Fold 160: 160 kg* Αρ. προϊόντος. 045 732  βάρος επιβάτη
Συνολικό βάρος	28 kg
Βάρος του βαρύτερου μέρους	N/A
Συνολικό ύψος	1130 mm
Συνολικό πλάτος	430 mm (κάθισμα) 482 mm (υποβραχιόνια)
Βάθος	660 mm (405 mm διπλωμένο)
Ελάχιστο ενδιάμεσο πλατύσκαλο	0,8 x 0,9 m



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

**Ταχύτητα ανάβασης σκαλοπατιών:** μπορούν να ρυθμιστούν τρεις ταχύτητες στη μονάδα ελέγχου:

I = 10 βήματα ανά λεπτό  
II = 14 βήματα ανά λεπτό  
III = 18 βήματα ανά λεπτό

**Μέγιστο ύψος βήματος:** 205 έως 220 mm (το μέγιστο επιτυγχάνεται με κλίση του αμαξιδίου ανάβασης σκάλας σε πιο απότομη γωνία)

**Εύρος ανά επαναφόρτιση:** εξαρτάται πολύ από το βάρος των επιβατών και από το αν ταξιδεύουν προς τα πάνω ή κάτω. Ωστόσο, μεταξύ 300 και 500 βημάτων μπορεί να καθοριστεί κατά προσέγγιση.

Εάν το αμαξίδιο χρησιμοποιείται συνεχώς (π.χ. υπηρεσίες επαγγελματικής μετακίνησης), τότε μπορεί να τοποθετηθεί ανταλλακτική μπαταρία ανά πάσα στιγμή. Ένας φορητός φορτιστής είναι επίσης διαθέσιμος για γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια ταξιδιού με αυτοκίνητο.

**Τάση και χωρητικότητα μπαταρίας:** 24 VDC 5.2 Ah

**Προστασία από υπερφόρτιση:**

- 1) Μηχανική προστασία από υπερφόρτιση (συρόμενος μοχλός)
- 2) Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση

**Κύριοι τροχοί:** γκρι ελαστικά τα οποία δεν αφήνουν σημάδια για εξαιρετικά ομαλή λειτουργία. Οι τροχοί του PT Outdoor έχουν διάμετρο 260 mm (εξωτερικό πλάτος τροχιάς 430 mm). Όλα τα άλλα μοντέλα έχουν διάμετρο 200 mm (εξωτερικό πλάτος τροχιάς 297 mm).

**Τροχοί στήριξης:** διαθέτουν επίσης γκρι ελαστικά τα οποία δεν αφήνουν σημάδια, διαθέτουν μόνιμα φρένα και έχουν διάμετρο 80 mm.

**Πλάτος εσωτερικού πλαισίου αναπηρικού αμαξιδίου:**  
το ελάχιστο 320 mm (PT Adapt και PT UNI)





# Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

## ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΧΗΜΑ

Και με τον φορητό φορτιστή μπορείτε να φορτίσετε τη μονάδα της μπαταρίας εν κινήσει - έτσι ώστε το LIFTKAR PT να είναι έτοιμο για δράση όποτε είστε εσείς.

### Ελαφριά αρθρωτή κατασκευή

Γρήγορο και εύκολο να αποσυναρμολογηθεί σε 3 μέρη και να συναρμολογηθεί ξανά. Απλώς πάρτε το LIFTKAR PT μαζί σας - τα ελαφριά εξαρτήματα αποθηκεύονται εύκολα στο αυτοκίνητο.



Αποσυναρμολογείται γρήγορα σε τρία μέρη – αποθηκεύστε το LIFTKAR PT σε οποιονδήποτε χώρο αποσκευών αυτοκινήτου.









# ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ  
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ.

Το LIFTKAR PT είναι ιδανικό για κινητές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρα, διότι σας εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία. Κατάλληλο για όλους τους τύπους σκαλοπατιών (ίσια και σπειροειδή) καθώς και για διαφορετικές επενδύσεις δαπέδου και επιφανειών σκαλοπατιών όπως πέτρα, μάρμαρο και ξύλο.



Ελαφριά εργασία για τον χειριστή -  
εργονομικό, εύκολο στη χρήση, ασφαλές



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LIFTKAR

### ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ.

Τα εξαρτήματα για τα συστήματα ανάβασης LIFTKAR PT έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες και απαιτήσεις των ατόμων με δυσκολίες στο περπάτημα. Η ποιότητα της τεχνικής λύσης και του σχεδιασμού είναι υψίστης σημασίας.



**Φορτιστής κύριας μονάδας BC-PT με βύσμα EU**  
Αρ. προϊόντος. 045 141



**Μονάδα γρήγορης αλλαγής μπαταρίας BU PT 5,2 Ah**  
βάρος 4.3 kg, χωρητικότητα 5.2 Ah, τάση 24 VDC  
Αρ. προϊόντος. 004 150



**Φορτιστής αυτοκινήτου 10-30 VDC-PT**  
Αρ. προϊόντος. 945 120



**Υποβραχιόνια με μαλακή επένδυση**  
Αρ. προϊόντος. 945 148



**Αρθρωτό υποπόδιο**  
Αρ. προϊόντος. 945 157



**Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο**  
Αρ. προϊόντος. 947 013



**Μπράτσα με ευρύτερη απόσταση**  
τυπικό πλάτος 44 cm, επεκτεινόμενο έως 54 cm  
Αρ. Προϊόντος. 945 146



**Σειρά συστημάτων ζώνης**  
Σύστημα ζώνης 5 σημείων, Αρ. προϊόντος. 945 144 / Ζώνη μέσης, Αρ. προϊόντος. 945 118 / Ζώνη μέσης/ θώρακα, Αρ. προϊόντος. 945 158



**Προσαρμογέας μονάδας φορτιστή**  
βύσμα UK, Αρ. προϊόντος 045 142 / βύσμα USA, Αρ. προϊόντος 045 143  
βύσμα AUS, Αρ. προϊόντος 045 144



**Σφιγκτήρας συγκράτησης για PT Uni**  
Φαρδύς: 360 – 560 mm, Αρ Προϊόντος 945 131  
Στενός : 270 – 380 mm, Αρ Προϊόντος 945 114







ORTHOSTATICAL

Θεσσαλονίκη  
Ανθέων 27, Συκιές, 566 26  
Tel.: +302310 214 127

Fax: +30 2310 214 590

<https://www.orthostatical.gr>

Email: [info@orthostatical.gr](mailto:info@orthostatical.gr)

**LIFTKAR<sup>®</sup> PT**  
Ηλεκτροκίνητα συστήματα ανάβασης σκάλας