

Thera - Trainer mobi

Άνω και κάτω άκρων με έγχρωμη οθόνη 2,7"

....Το πιο μικρό και εύχρηστο
μηχάνημα ενεργοπαθητικής
άσκησης των άνω και κάτω άκρων

Χαρακτηριστικά βασικού μοντέλου :

Μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 2,7"
Βάση με ηλεκτρικό μοτέρ 100 Watt
Υποπόδια με ιμάντα στήριξης
Διαστάσεις M50 x Π46 x Υ43 cm
Επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος χρήστη 140 kg
Επιτρεπόμενο ύψος χρήστη 120 - 200 cm



Model : 616

Model : 540

Thera - Trainer tigo

Κάτω άκρων με έγχρωμη οθόνη 2,7"

Ενεργοπαθητικό ποδήλατο κάτω άκρων **Thera Trainer**
μικρών διαστάσεων μεγάλων αντοχών.

Έχει έξυπνο μηχανισμό ελέγχου της σπαστικότητας και
είναι ιδανικό τόσο για οικιακή χρήση όσο και για
επαγγελματική χρήση σε ένα φυσικοθεραπευτήριο.

Χαρακτηριστικά βασικού μοντέλου :

Μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 2,7"
Βάση με ηλεκτρικό μοτέρ 240 Watt
Υποπόδια με ιμάντα στήριξης
Έλεγχος anti spam
Διαστάσεις 83X47X56 εκατοστά
Επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος
χρήστη 140 kg
Επιτρεπόμενο ύψος χρήστη
120 - 200 cm



Model : 546

Thera
TRAINER



ΑΘΗΝΑ : 210 82 56 748 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 2310 214 127