



MALTE OUTDOOR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Size 1	Size 2	Size 3
Ύψος χειρολαβής	34-58εκ.	51-75εκ.	68-94εκ.
Ύψος βραχιόνων	46-70εκ.	63-87εκ.	79-103εκ.
Διαστάσεις χειρολαβής	22-36εκ.	30-44εκ.	38-52εκ.
Ύψος καθίσματος	33εκ.	45εκ.	60εκ.
Συνολικό πλάτος	56εκ.	66εκ.	73εκ.
Συνολικό μήκος	66εκ.	75εκ.	82εκ.
Ύψος πλαισίου (διπλωμένο)	25εκ.	32εκ.	34εκ.
Διαστάσεις μεταφοράς	66*56*25εκ.	75*66*32εκ.	82*73*34εκ.
Μέγιστη αντοχή βάρους	30 κιλά	50 κιλά	70 κιλά
Βάρος	7,1 κιλά	8,3 κιλά	9,8 κιλά