
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ HS-1000



Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο HS-1000 έχει πίσω κίνηση και είναι ιδανικό για πολύ μικρούς, στενούς χώρους αλλά και σε χώρους με πολλά εμπόδια.

Διατίθεται με κάθισμα, πλάτη mid-back και προσκέφαλο το κάθισμα περιστρέφεται για άμεση και εύκολη πρόσβαση και αποσπάται με τη βοήθεια ενός μόνο μοχλού. Το χειριστήριο έχει δυνατότητα εύκολης μετακίνησης της θέσης του προς τα πίσω και στο πλάι στο μπράτσο του αμαξιδίου, ενώ το αμαξίδιο μπορεί εύκολα να μετατραπεί από ηλεκτροκίνητο σε χειροκίνητο με το ειδικό σύστημα των «ελεύθερων τροχών», γεγονός που καθιστά τη χρήση του ίδιου του αμαξιδίου πολύ απλή και βολική

- Περιστευρόμένο κάθισμα 46c, και πλάτη ανατομικά κατασκευασμένο επενδεδυμένο με προσκέφαλο και ζώνη ασφαλείας
- Χειριστήριο Dynamic Shark με δυνατότητα επιμήκυνσης
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Ενιαίο Υποπόδιο με ρύθμιση σε 3 γωνίες
- Μοχλός περιστροφής καθίσματος
- Συμπαγή λάστιχα
- Μοχλός για εύκολη μετατροπή σε χειροκίνητο
- Μπράτσα ανακλινόμενα με δυνατότητα ρύθμισης πλάτους
- Υψηλής ποιότητας επενδυμένο κάθισμα 18'' περιστρέφόμενο, με προσκέφαλο και πλάτη "mid-back"
- Ζώνη ασφαλείας
- Εύκολα μετακινούμενο χειριστήριο με δυνατότητα χρήσης και από αριστερόχειρα
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο κάθετα και οριζόντια ρύθμιση των 3 γωνιών
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Χειριστήριο Dynamic Shark με δυνατότητα επιμήκυνσης του βραχίονα στήριξης του και μετακίνησης προς τα πίσω
- Αναρτήσεις στις πίσω ρόδες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HS-1000	
Μήκος	95,3cm
Πλάτος	59,2cm
Ύψος	102cm
Ρόδες μπροστά	20cm
Ρόδες πίσω	26cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	135kg
Βάρος προϊόντος	54,4kg (χωρίς μπαταρίες)
Απόσταση από το έδαφος	6cm
Ανάβαση πεζοδρομίου	7,1cm
Ακτίνα περιστροφής	78cm



Μοτέρ	420W
Μπαταρίες	12V36Ah
Φορτιστής	3Ah