

---

## **ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ SMART CHAIR PL001-6001**

---



Το πιο άνετο Smart Chair!

- ✓ Εξαιρετικά ελαφρύ αμαξίδιο 32kg
- ✓ Μέγιστη αντοχή βάρους έως 150kg
- ✓ Ισχυρά μοτέρ 250W x 2
- ✓ Μπαταρία λιθίου 12Ah
- ✓ Αυτονομία 15km
- ✓ Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά με το αυτοκίνητο

### **Πλάτη**

Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο της Smart Chair διαθέτει ανάκλιση ολόκληρης της πλάτης έως 135° αλλά και ανάκλιση μόνο του πάνω μέρους της πλάτης για καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Μπορεί, επίσης, να ρυθμιστεί και στο ύψος ανά 2cm.

### **Προσκέφαλο**

Διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό προσκέφαλο ρυθμιζόμενο στο ύψος και στην γωνία και μπορεί εύκολα και γρήγορα να αφαιρεθεί.

### **Μπράτσα**

Διαθέτει εργονομικά μπράτσα που ρυθμίζονται στο ύψος και μπορούν να προσαρμοστούν προς τα μπροστά ή προς τα πίσω για μεγαλύτερη άνεση.

### **Υποπόδια**

Διαθέτει ενιαίο υποπόδιο που αναδιπλώνεται προς τα πίσω και μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί στο ύψος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

### **Τροχοί και αναρτήσεις**

Διαθέτει τρακτερωτές ρόδες πίσω 12'' και ρόδες με αναρτήσεις μπροστά 8''.

### **Χειριστήριο**

Διαθέτει χειριστήριο το οποίο μπορεί εύκολα και γρήγορα να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή μεριά, με οθόνη LCD με πολλές ενδείξεις όπως η κατάσταση της μπαταρίας, ο καιρός, η υπολειπόμενη αυτονομία, μενού και κουμπί SOS.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	102cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	62cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	96cm
ΜΟΤΕΡ	250W x 2
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	15km
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 km/h
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12Ah
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46cm
ΜΠΡΟΣΤΑ ΡΟΔΕΣ	8''
ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ	12''
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	32 kg (με μπαταρίες)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ	150 kg
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ	96cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ	12°
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	Ναι

ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	135°
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	52cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	50cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Πτυσσόμενος
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ	44x62x84cm
ΦΡΕΝΑ	Ηλεκτρομαγνητικά

