



WHILL Model C2

Το δικό σας όχημα προσωπικής μετακίνησης



Ζήστε τη ζωή χωρίς όρια.

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες



5
ώρες φόρτισης
18km

2,7 kg



Πολυκατευθυντικός τροχός
Οι κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πολυκατευθυντικοί τροχοί σας επιτρέπουν να στρίβετε στη στιγμή.

5 cm



Ακτίνα στρέψης
76cm

Υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της μπαταρίας και φόρτισής της σε μια συνηθισμένη οικιακή πρίζα.

Περάστε χωρίς κόπο πάνω από εμπόδια ύψους έως 5 cm με δύο ισχυρούς κινητήρες και μεγάλους μπροστινούς πολυκατευθυντικούς τροχούς.

Περιπέτεια με το WHILL - το Model C2 μπορεί να πραγματοποιεί κλειστές στροφές, ώστε να μπορείτε να πάτε σε μέρη που ένα συνηθισμένο σκούτερ δεν μπορεί να σας πάει.

20€



Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 διαφορετικά χρώματα βραχίονα και προσαρμόστε το Model C2 για να ταιριάζει με το προσωπικό σας στυλ.

*Χρώμα περιορισμένης έκδοσης



Το καλάθι* βρίσκεται σε μια εύχρηστη θέση κάτω από το κάθισμα για να μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε εύκολα τα πράγματά σας.

*Προαιρετικό χαρακτηριστικό

Αξεσουάρ



Καλύμματα βραχίονα

Επιλέξτε ανάμεσα σε οχτώ χρώματα.



Ζώνη ασφαλείας για τη μέση

Συγκρατεί σταθερά στη θέση καθίσματος ακόμα και σε έδαφος με κλίση.



Μπαταρία

Η ελαφριά μπαταρία βάρους 2,7 kg μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εφεδρική μπαταρία.



Φορτιστής μπαταρίας

Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα σε μια εφεδρική μπαταρία.



Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη

Προστατεύει το Model C2 από σκόνη και βρωμιά.



Υποδοχή μπαταστυνιού

Μπαταστυνία και πατερίτσες μπορούν να στερεωθούν στο κυρίως σώμα.

Προδιαγραφές

Χιλιμετρική απόσταση

Ταχύτητα*

Ύψος αποφυγής

εμποδίων Κλίση

Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)

Βάρος

Χρόνος φόρτισης

Μπροστινός τροχός

Πίσω τροχός

Βραχίονας

Μεταφορική ικανότητα

Μπαταρία

Θερμοκρασίες λειτουργίας**

Περίπου 18 km*

6 km/h

5 cm

10°

55,4 cm x 98,5 mm x

74,5 cm - 94,5 cm

52,6 kg

5 ώρες

Πολυκατευθυντικός τροχός

Βασικοί τροχοί: Λάστιχο

χωρίς αέρα

Ανυψούμενος

136 kg

Ιόντων λιθίου

(25,3 V x 10,6 Ah)

-15 - 40°C

* Ο βαθμός επιβράδυνσης μπορεί να αλλάξει κατά την οδήγηση σε έδαφος με μεγάλη κλίση.
** Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας πέσει σημαντικά κατά την οδήγηση, η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε ψυχρή λειτουργία και ο ρυθμός επιβράδυνσης μπορεί να αλλάξει.

WHILL Europe B.V.



743-00016

ORTHOSTATICAL
Live with autonomy!

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN GREECE

ORTHOSTATICAL

Θεσσαλονίκη : Ανθέων 27, Συκιές Τ. 2310 214127
Αθήνα: Φανερωμένης 50, Χολαργός Τ. 210 8256748
info@orthostatical.gr
www.orthostatical.gr