

Ορθοστάτης HI-Lo Avanti 18.68A

Κατάλληλο για παιδιά από 8-15 ετών



Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο-ορθοστάτης HI-Lo Avanti 18.68A είναι ένα καινοτόμο τεχνικό βοήθημα που επιτρέπει στον χρήστη να ορθοστατήσει και επομένως να απολαύσει όλα τα πλεονεκτήματα που επιτρέπονται από την όρθια στάση (ενίσχυση της δομής των οστών και των αρθρώσεων, ευνοεί την καρδιαγγειακή κυκλοφορία, αποφυγή της εμφάνισης έλκους και βλαστοκυττάρων, αποφυγή της πιθανής εμφάνισης των θρομβώσεων και ατροφίας).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του HI-Lo Avanti 18.68A είναι:

- Η πρόσθια πρόσφυση μειώνει διευκολύνει την χρήση σε μικρούς χώρους.

- Το κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος από 42 έως 52,5 cm .
- Είναι ένα πολύ λειτουργικό και ευέλικτο βοήθημα, επειδή μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε απαιτητικούς χρήστες που έχουν περίπλοκα ζητήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HI-Lo Avanti 18.68A	
Ύψος	80-92cm
Μήκος	100cm
Ύψος μπράτσων	63-68cm
Ύψος καθίσματος	42-52,5cm
Πλάτος καθίσματος /Μήκος καθίσματος	36cm /36-44cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	100kg
Μέγιστη κλίση	10o
Ακτίνα Camber	120cm
Πλάτος	68cm
Ύψος πλάτης	36-42cm
Κλίση πίσω	90-115o
Βάρος	108kg
Ταχύτητα	7km/H