

**THERA**  
TRAINER

# Ξυπνήστε και κινηθείτε!

Κινητοποίηση κατά την πρώτη αποκατάσταση  
και στη μονάδα εντατικής θεραπείας



**ORTHOSTATICAL**  
Live with autonomy!

# Κάθε ημέρα μετράει!

Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν να κινητοποιούνται οι ασθενείς δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον 20 λεπτά εντός των τριών πρώτων ημερών από την εισαγωγή τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας.




«Η γρήγορη κινητοποίηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώνει τον κίνδυνο πνευμονίας, γενικευμένων αδυναμιών (ICUAW) ή παραληρήματος. Ακόμη και μια παθητική κίνηση πεντάλ με ένα όργανο άσκησης κίνησης προάγει την ταχύτερη αναγέννηση του νευρομυϊκού συστήματος, επιβραδύνει τη μυϊκή απώλεια, ρυθμίζει τον τόνο και τονώνει το καρδιαγγειακό σύστημα και τον μεταβολισμό. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερη ικανότητα όρθιας στάσης και βάδισης. Όταν χρησιμοποιείται ως όργανο άσκησης του άνω μέρους του σώματος, μπορεί να επιταχύνει την αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη γρήγορη κινητοποίηση, καθώς και στη μείωση της διάρκειας παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στη σημαντική βελτίωση της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης των ασθενών. Η ευκολία χρήσης και η οικονομικά αποδοτική εφαρμογή το καθιστούν εφικτό!»

## **Tobias Giebler**

Κρατικά αναγνωρισμένος φυσιοθεραπευτής





σταθεροποίηση  
των πνευμονικών  
λειτουργιών


# Ασφαλές Αποτελεσματικό Μεταβλητό

Το THERA-Trainer bemo μπορεί να προαγάγει ειδικά την κινητικότητα σε κατάκοιτους και βαριά πάσχοντες ασθενείς. Η γρήγορη κινητοποίηση βελτιώνει μακροπρόθεσμα όχι μόνο τη λειτουργική έκβαση αυτών των ασθενών, αλλά και τον βαθμό εγρήγορσης. Η έγκαιρη θεραπεία με άσκηση συντομεύει τη διάρκεια της εντατικής θεραπείας. Ο θεραπευτής μπορεί να κινητοποιήσει τον ασθενή αβίαστα και ευέλικτα. Ο γυμναστής μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα και εξατομικευμένα στον ασθενή.

Νέο



## T.assist

- πρόσθετος αισθητήρας απόστασης
- οπτικοακουστικά σήματα
- οπτικό βοήθημα τοποθέτησης



**ORTHOSTATICAL**  
Live with autonomy!

μείωση  
των επιπλοκών  
στην εντατική  
θεραπεία



### Υψηλή μεταβλητότητα

- χρήση ως οργάνου εκγύμνασης ποδιών και άνω μέρους του σώματος, προαιρετικά με το THERA-soft
- εκγύμναση σε οριζόντια, ημιοριζόντια και καθιστή θέση
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στην πρώιμη αποκατάσταση, στην αποκατάσταση, στη φυσιοθεραπεία, στην αιμοκάθαρση κ.λπ.

### Νέο

#### T.drive

ασφαλής και ισχυρή τεχνολογία κίνησης για γυμναστές ποδιών και άνω μέρους του σώματος

119-159 cm

89 cm

### Περαιτέρω χαρακτηριστικά

- ✓ ελεγχόμενη με αισθητήρα ανίχνευση απόστασης μεταξύ γυμναστή και ασθενούς
- ✓ εύκολη υγιεινή με κλειστές επιφάνειες
- ✓ ηλεκτρική ρύθμιση ύψους
- ✓ χαμηλή απαίτηση χώρου
- ✓ για πλάτος κλίνης έως 115 cm



**ORTHOSTATICAL**  
Live with autonomy!






βελτίωση του  
λειτουργικού  
αποτελέσματος

ενεργοποίηση  
του μεταβολι-  
σμού



### Γρήγορη ρύθμιση

- αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- εργονομική, απλή και γρήγορη προσαρμογή του γυμναστή στον ασθενή




**THERA-soft®**  
connectable +



**ORTHOSTATICAL**  
*Live with autonomy!*

Παρέχουμε προϊόντα και λύσεις για όλες τις φάσεις της αποκατάστασης και ενσωματώνουμε τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα στην καθημερινή θεραπεία.



**Ζητήστε πληροφορίες τώρα  
χωρίς υποχρέωση!**

  
**ORTHOSTATICAL**  
REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS  
*Live with autonomy!*

Θεσσαλονίκη 2310 214127 | Αθήνα 210 8256748 | email: info@orthostatical.gr

Κλείστε **ΔΩΡΕΑΝ**  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο χώρο σας



**ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO**

